

CFPM100

Lettino 1 movimento



PIANO RETTANGOLARE



- 142 cm d'immagine libera
- Capacità di sollevamento 227 Kg.
- **Garanzia: 4 anni componenti, 1 anno manodopera**



Certifications: UL 60601-1; CSA C22.2 # 601.1.
IEC 60601-1; IEC 60601-2-32 IEC 60601-1-2

ALTEZZA REGOLABILE
Intervallo altezza 56 cm - 102 cm
SETTORE PIU' BASSO



SPECIFICHE:

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO:	227 Kg. (500 lbs.)
PIANO IN FIBRA DI CARBONIO:	Poggiatesta integrato 56 cm x 214 cm (22" x 84") Rettagonolare 61 cm x 203 cm (24" x 80")
MOVIMENTO 1:	Intervallo d'altezza 56 cm - 102 cm (22" - 40")
CONTROLLI:	1 Pedaliera (tutti movimenti)
PESO LETTINO:	156 kg. (343 lbs.)
GARANZIA:	4 anni componenti, 1 anno manodopera
CERTIFICAZIONI:	FDA elencato, cETL approvato, marchio CE

ACCESSORI INCLUSI:

Fascia di posizionamento paziente
213 cm L con 60 cm di velcro all'estremità



Comoda imbottitura spessa 2,5 cm
Per piano radiolucente

Ruote 10 cm

3 Cuscini di posizionamento cranici
(Inclusi solo con piano poggiatesta integrato)

- Cuscino quadrato 30 cm spessore 2,5 cm
- Cuscino quadrato 30 cm spessore 5 cm
- Cuscinetto facciale mezzaluna



Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita

Sede operativa e Show Room:
Via Magenta, 77 int. 12F1 - 20017 RHO (MI)
Tel. 02.93.50.93.37 - Fax: 02.93.50.93.37
Web: www.lettiniperterapia.it - www.escosrl.it
Email: info@lettiniperterapia.it - info@escosrl.it