

TAVOLO PER VISITE/ESAMI GENERALI

PIANO 3 SEZIONI



Facilità di regolazione fino alla posizione di seduta



4 posizioni sezione gambe

SPECIFICHE:

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO:	272 Kg. (600 lbs.)
INTERVALLO ALTEZZA:	56 cm - 97 cm (22" - 38")
LARGHEZZA LETTINO:	70 - 75cm (27" - 30")
LUNGHEZZA:	183 cm (72")
PIANO 3 SEZIONI:	Schienale Fowler - 86 cm (34") Seduta 61 cm (24"), Gambe 33 cm (13")
TRENDELENBURG/REVERSE:	angolo regolazione $\pm 15^\circ$
CONTROLLI STD:	Telecomando (3 movimenti)
IMBOTTITURA:	8 cm Multistrato
RIVESTIMENTO:	PU naturale "Terra Touch" in 20 colori
PESO LETTINO:	80 kg. (175 lbs.)
GARANZIA:	3 anni componenti, 1 anno manodopera
CERTIFICAZIONI:	FDA elencato, cETL approvato, marchio CE
ACCESSORI INCLUSI :	Schienale elettrico (Fowler), Telecomando, Regolazione gambe in 4 posizioni, Ruote di posizionamento 10 cm, Portarotolo.



Certifications: UL 60601-1; CSA C22.2 # 601.1,
IEC 60601-1; IEC 60601-2-32 IEC 60601-1-2



Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita

Raccomandato per:

- Tutti gli esami addominali e strutturali superficiali
- Esami ostetricia/ginecologia
(uso limitato con esami endovaginali)
- Esami muscolo scheletrici
- Esami vascolari
- Biopsie

Non raccomandato per esami del torace,
studi reflussi venosi o esami cardiaci.

- **Tre sezioni del piano con 12 funzioni opzionali per personalizzare il vostro tavolo**
- **Garanzia fornita da società affermata e leader nel mercato**
- **Regolazione altezza da 56 cm a 97 cm (22" - 38") che permettono anche un trasferimento sicuro e veloce della carrozzina**
- **Capacità di carico e di sollevamento 270 Kg (600lb.)**
- **Sollevamento con 2 motori indipendenti che garantiscono stabilità e potenza**
- **Il lettino è stato progettato con gli standard Industriali più elevati dai migliori specialisti in ergonomia ed ecografia**
- **Il design elegante e funzionale assicura compatibilità totale con le apparecchiature ad ultrasuoni e regala condizioni ergonomiche ottimali all'ecografista**

Sede operativa e Show Room:
Via Magenta, 77 int. 12F1 - 20017 RHO (MI)
Tel. 02.93.50.93.37 - Fax: 02.93.50.93.37
Web: www.lettiniperterapia.it - www.escosrl.it
Email: info@lettiniperterapia.it - info@escosrl.it