

Tabella riassuntiva lettini/tavoli imaging



DIMENSIONI PIANO

Poggiatesta integrato 56 x 214 cm
 Rettangolare 61 x 203 cm

CFPM400 & CFPM401 Lettino/Tavolo a 4 movimenti

CARATTERISTICHE INCLUSE

Capacità di sollevamento:	227 Kg (500lbs.)
Intervallo altezza:	66 cm - 112 cm (26" - 44")
Poggiatesta integrato:	56 cm x 214 cm (22" x 84")
Piano rettangolare:	61 cm x 203 cm (24" x 80")
Garanzia:	4 anni componenti, 1 anno manodopera
Certificazioni:	FDA elencato, cETL approvato, marchio CE
Fascia di posizionamento paziente	
Ruote 10 cm (4")	
Telecomando (tutti i movimenti)	
Pedaliera (tutti i movimenti)	
Imbottitura 2,5 cm per piano radiolucente	
3 Cuscini di posizionamento cranici (Inclusi solo con piano poggiatesta integrato)	
(I) Cuscino quadrato 30 cm spessore 2,5 cm	
(I) Cuscino quadrato 30 cm spessore 5 cm	
(I) Cuscinetto facciale mezzaluna	

MOVIMENTI

CFPM400

Mov. 1intervallo 66 – 112 cm
Mov. 2Trendelenburg Tilt +15°/-12°
Mov. 3	Spostamento longitudinale 25 cm
Mov. 4Inclinazione laterale ±15°

CFPM401

Mov. 1intervallo 66 – 112 cm
Mov. 2Trendelenburg Tilt +15°/-11°
Mov. 3	Spostamento longitudinale 25 cm
Mov. 4±10cm spostamento laterale

OPZIONI

CODICI

RUOTE 13 cm5C



DIMENSIONI PIANO

Poggiatesta integrato 56 x 214 cm
 Rettangolare 61 x 203 cm

CFPM300 & CFPM301 Lettino/Tavolo a 3 movimenti

CARATTERISTICHE INCLUSE

Capacità di sollevamento:	227 Kg (500lbs.)
Intervallo altezza:	CFPM 300 66 cm - 112 cm (26" - 44") CFPM 301 63 cm - 109 cm (25" - 43")
Poggiatesta integrato:	56 cm x 214 cm (22" x 84")
Piano rettangolare:	61 cm x 203 cm (24" x 80")
Garanzia:	4 anni componenti, 1 anno manodopera
Certificazioni:	FDA elencato, cETL approvato, marchio CE
Fascia di posizionamento paziente	
Ruote 10 cm (4")	
Telecomando (tutti i movimenti)	
Pedaliera (tutti i movimenti)	
Imbottitura 2,5 cm per piano radiolucente	
3 Cuscini di posizionamento cranici (Inclusi solo con piano poggiatesta integrato)	
(I) Cuscino quadrato 30 cm spessore 2,5 cm	
(I) Cuscino quadrato 30 cm spessore 5 cm	
(I) Cuscinetto facciale mezzaluna	

MOVIMENTI

CFPM300

Mov. 1intervallo 66 – 112 cm
Mov. 2Trendelenburg Tilt +15°/-12°
Mov. 3Inclinazione laterale ±15°

CFPM301

Mov. 1intervallo 63 – 109 cm
Mov. 2Trendelenburg Tilt +15°/-11°
Mov. 3	Spostamento longitudinale 25 cm

OPZIONI

CODICI

RUOTE 13 cm5C



DIMENSIONI PIANO

RETTANGOLARE 61 X 203 cm
 340 Kg. Bariatrico nominale

CFPMB301 Lettino/Tavolo Bariatrico

CARATTERISTICHE INCLUSE

Capacità di sollevamento:	340 Kg (750 lbs.)
Intervallo altezza:	67 cm - 113 cm (26.5" - 44.5")
Piano rettangolare Bariatrico:	61 cm x 203 cm (24" x 80")
Garanzia:	4 anni componenti, 1 anno manodopera
Certificazioni:	FDA elencato, cETL approvato, marchio CE
Fasci di posizionamento paziente	
Ruote 13 cm di grande portata	
Telecomando (tutti i movimenti)	
Pedaliera (tutti i movimenti)	
Imbottitura 2,5 cm per piano radiolucente	

MOVIMENTI

CFPMB301

Mov. 1intervallo 67 – 113 cm
Mov. 2Trendelenburg Tilt +15°/-11°
Mov. 3	Spostamento longitudinale 25 cm

OPZIONI

CODICI

RUOTE 13 cm5C

ACCESSORI

Staffa di fissaggio a T
 Imbottitura radiolucente 5 cm



Soluzioni naturali
 per migliorare la
 qualità della vita

Tabella riassuntiva lettini/tavoli imaging



DIMENSIONE PIANO

Poggiatesta integrato 56 x 214 cm
 Rettangolare 61 x 203 cm

CFPM100

Lettino/Tavolo a 1 movimento

CARATTERISTICHE INCLUSE		MOVIMENTI				
Capacità di sollevamento:	227 Kg (500lbs.)	CFPM100 Mov. 1intervallo 55 – 101 cm				
Intervallo altezza:	66 cm - 112 cm (26" - 44")					
Poggiatesta integrato:	56 cm x 214 cm (22" x 84")	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OPZIONI</th> <th>CODICI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUOTE 13 cm</td> <td>5C</td> </tr> </tbody> </table>	OPZIONI	CODICI	RUOTE 13 cm	5C
OPZIONI	CODICI					
RUOTE 13 cm	5C					
Piano rettangolare:	61 cm x 203 cm (24" x 80")					
Garanzia:	4 anni componenti, 1 anno manodopera					
Certificazioni:	FDA elencato, cETL approvato, marchio CE					
Fascia di posizionamento paziente						
Ruote 10 cm (4")						
Pedaliere						
Imbottitura 2,5 cm per piano radiolucente						
3 Cuscini di posizionamento cranici (Inclusi solo con piano poggiatesta integrato)						
(1) Cuscino quadrato 30 cm spessore 2,5 cm						
(1) Cuscino quadrato 30 cm spessore 5 cm						
(1) Cuscinetto facciale mezzaluna						



DIMENSIONE PIANO

Poggiatesta integrato 56 x 214 cm
 Rettangolare 61 x 203 cm

CFPMFXH

Lettino/Tavolo altezza fissa

CARATTERISTICHE INCLUSE		MOVIMENTI								
Capacità di sollevamento:	227 Kg (500lbs.)	CFPMFXH Altezza fissa, senza movimenti								
Altezza standard:	97 cm (37")									
Poggiatesta integrato:	56 cm x 214 cm (22" x 84")	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OPZIONI</th> <th>CODICI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUOTE 13 cm</td> <td>5C</td> </tr> <tr> <td>Altezza personalizzata (in Cm)</td> <td>78, 81, 83, 86, 88, 91</td> </tr> <tr> <td>Altezza personalizzata (in Inch)</td> <td>31, 32, 33, 34, 35, 36</td> </tr> </tbody> </table>	OPZIONI	CODICI	RUOTE 13 cm	5C	Altezza personalizzata (in Cm)	78, 81, 83, 86, 88, 91	Altezza personalizzata (in Inch)	31, 32, 33, 34, 35, 36
OPZIONI	CODICI									
RUOTE 13 cm	5C									
Altezza personalizzata (in Cm)	78, 81, 83, 86, 88, 91									
Altezza personalizzata (in Inch)	31, 32, 33, 34, 35, 36									
Piano rettangolare:	61 cm x 203 cm (24" x 80")									
Garanzia:	4 anni componenti, 1 anno manodopera									
Certificazione:	FDA elencato, cETL approvato, marchio CE									
Fascia di posizionamento paziente										
Ruote 10 cm (4")										
Imbottitura 2,5 cm per piano radiolucente										
3 Cuscini di posizionamento cranici (Inclusi solo con piano poggiatesta integrato)										
(1) Cuscino quadrato 30 cm spessore 2,5 cm										
(1) Cuscino quadrato 30 cm spessore 5 cm										
(1) Cuscinetto facciale mezzaluna										



DIMENSIONI PIANO

Rettangolare 61 x 198 cm

DTPM300

Lettino/Tavolo due colonne, a 3 movimenti

CARATTERISTICHE INCLUSE		MOVIMENTI								
Capacità di sollevamento:	450 lbs.	DTPM300 Mov. 1intervallo 55 – 101 cm Mov. 2 58 cm Spostamento manuale piano Mov. 3Trendelenburg tilt ±14°								
Intervallo altezza:	24" - 40"									
Piano rettangolare policarbonato:	24"W x 78"L	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OPZIONI</th> <th>CODICI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUOTE 13 cm</td> <td>5C</td> </tr> <tr> <td>Staffa a T fissa: lunga 98 cm (78")</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staffa a T fissa: Lunghezza personalizzata</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OPZIONI	CODICI	RUOTE 13 cm	5C	Staffa a T fissa: lunga 98 cm (78")		Staffa a T fissa: Lunghezza personalizzata	
OPZIONI	CODICI									
RUOTE 13 cm	5C									
Staffa a T fissa: lunga 98 cm (78")										
Staffa a T fissa: Lunghezza personalizzata										
Garanzia:	4 years parts, 1 year labor									
Certificazione:	FDA listed, cETL approved, CE marked									
Fascia di posizionamento paziente										
Ruote 10 cm (4")										
Telecomando (Altezza, Trendelenburg tilt ±14°)										
Pedaliere (Altezza)										
Imbottitura 2,5 cm per piano radiolucente										

ACCESSORI

Staffa di fissaggio a T
 Imbottitura radiolucente 5 cm



Soluzioni naturali
 per migliorare la
 qualità della vita

Sede operativa e Show Room:
 Via Magenta, 77 int. 12F1 – 20017 RHO (MI)
 Tel. 02.93.50.93.37 – Fax: 02.93.50.93.37
 Web: www.lettiniperterapia.it - www.escosrl.it
 Email: info@lettiniperterapia.it - info@escosrl.it