

TAVOLO PER VISITE ED ESAMI VASCOLARI

SENZA SCHIENALE



Reverse/Trendelenburg
angolo fino a 40°



Raccomandato per:

- Tutti gli esami vascolari ECCEPTE studi di reflusso
- Tutti gli esami addominali e strutturali superficiali
- Esami muscolo scheletrici
- Biopsie

Non raccomandato per esami ostetrici/ginecologici
esami del torace, reflussi venosi o esami cardiaci.

SPECIFICHE:

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO:	272 Kg. (600 lbs.)
INTERVALLO ALTEZZA:	58 cm - 102 cm (23" - 40")
LARGHEZZA LETTINO:	69cm (27") o 76 cm (30")
LUNGHEZZA:	piano rettangolare 183 cm (72")
TRENDELENBURG:	15°
REVERSE TRENDELENBURG:	angolo regolazione 40°
CONTROLLI STD:	Telecomando(3 movimenti)
IMBOTTITURA:	8 cm Multistrato
RIVESTIMENTO:	PU naturale "Terra Touch" in 20 colori
PESO LETTINO:	80 kg. (175 lbs.)
GARANZIA:	3 anni componenti, 1 anno manodopera
CERTIFICAZIONI:	FDA elencato, cETL approvato, marchio CE
ACCESSORI INCLUSI :	
Pedane integrate(divise,Cadono ai lati), Cinghia paziente, Protezioni laterali (2), Telecomando (tutti movimenti), ruote di posizionamento 10 cm, Portarotolo.	

Tutta l'ergonomia al miglior prezzo

- **Regolazione altezza da 58 cm a 102 cm (23" - 40")** che permette un trasferimento sicuro della carrozzina e altezze di lavoro ergonomiche
- **Garanzia fornita da società affermata e leader nel mercato**
- **Sollevamento con 2 motori indipendenti** che garantiscono stabilità e maggior capacità di carico
- **Progettato per superare gli standard per ecografia**
- **Molto spazio per le gambe o l'attrezzatura sotto il tavolo**
- **Rotolo di carta non interferisce con l'accesso per le gambe**



Certifications: UL 60601-1; CSA C22.2 # 601.1,
IEC 60601-1; IEC 60601-2-32 IEC 60601-1-2



Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita

Sede operativa e Show Room:
Via Magenta, 77 int. 12F1 - 20017 RHO (MI)
Tel. 02.93.50.93.37 - Fax: 02.93.50.93.37
Web: www.lettiniperterapia.it - www.escosrl.it
Email: info@lettiniperterapia.it - info@escosrl.it