

# Tabella riassuntiva lettini/tavoli Ultrasuoni

## Tavolo/lettino Multi - Special

3 movimenti



### CARATTERISTICHE INCLUSE

Intervallo di altezza: 56 cm – 97 cm  
 Lunghezza: 183 cm Larghezza: 70 cm o 75 cm  
 Trendelenburg/Reverse Tilt: angolo di regolazione  $\pm 15^\circ$   
 Schienale elettrico Fowler  
 Sistema di bloccaggio base lettino  
 Telecomando (H, T, F)\*  
 Pedaliera (H, T, F)\*  
 Regolazione gambe in 4 posizioni  
 Supporto schiena laterale regolabile - destra  
 Supporto schiena laterale regolabile - sinistra  
 Staffe di sollevamento gambe (stirrup)  
 Ruote di posizionamento 10 cm  
 Portarotolo  
 Garanzia : 3 anni componenti, 1 anno manodopera  
 Approvato FDA, Marchio CE, cETL

### CARATTERISTICHE OPZIONALI

Pannello cardio scorrevole - elettrico  
 Pannello cardio scorrevole - manuale  
 Protezioni laterali (2)

### ACCESSORI

Bracciolo laterale rimovibile  
 Adattore guida a "T"  
 Piastra di montaggio accessori  
 Allungo lettino: 30cm Lunghezza, larghezza stessa del tavolo

## Tavolo/lettino per Ecocardiografia

4 movimenti



### CARATTERISTICHE INCLUSE

Intervallo di altezza: 56 cm – 97 cm  
 Lunghezza: 183 cm Larghezza: 75 cm  
 Trendelenburg/Reverse Tilt: angolo di regolazione  $\pm 15^\circ$   
 Schienale elettrico Fowler  
 Telecomando (H, T, F)\*  
 Telecomando (H, T, F, C – con pannello cardio elettrico)\*  
 Supporto schiena laterale regolabile - destra  
 Pannello cardio scorrevole manuale solo lato sinistra  
 Ruote di posizionamento 10 cm  
 Portarotolo  
 Garanzia : 3 anni componenti, 1 anno manodopera  
 Approvato FDA, Marchio CE, cETL

### CARATTERISTICHE OPZIONALI

Sollevatore paziente  
 Pedaliera (H, T, F)\*  
 Pedaliera (H, T, F, C)\*  
 Sistema di bloccaggio base lettino  
 Pannello cardio scorrevole elettrico solo lato sinistra  
 Protezioni laterali (2)

### ACCESSORI

Bracciolo laterale rimovibile  
 Adattore guida a "T"  
 Piastra di montaggio accessori  
 Allungo lettino: 30cm Lunghezza, larghezza stessa del tavolo

## Tavolo per visite - esami Vascolari con schienale

4 movimenti



### CARATTERISTICHE INCLUSE

Intervallo di altezza: 58 cm – 102 cm  
 Lunghezza: 183 cm Larghezza: 70 cm o 75 cm  
 Trendelenburg Tilt: angolo di regolazione  $15^\circ$   
 Reverse Trendelenburg Tilt: angolo  $40^\circ$  + Schienale Fowler =  $70^\circ$   
 Schienale elettrico Fowler  
 Pedane integrate (divise, cadono ai lati)  
 Ruote di posizionamento 10 cm  
 Fascia di posizionamento paziente  
 Protezioni laterali (2)  
 Telecomando (H, T, F, V)\*  
 Portarotolo  
 Garanzia : 3 anni componenti, 1 anno manodopera  
 Approvato FDA, Marchio CE, cETL

### CARATTERISTICHE OPZIONALI

Sollevatore paziente  
 Pedaliera (H, T, F, V)\*  
 Sistema di bloccaggio base lettino  
 Supporto schiena laterale regolabile - destra  
 Supporto schiena laterale regolabile - sinistra  
 Pannello cardio scorrevole manuale solo lato sinistra

### ACCESSORI

Bracciolo laterale rimovibile  
 Adattore guida a "T"  
 Piastra di montaggio accessori  
 Allungo lettino: 30cm Lunghezza, larghezza stessa del tavolo

## Tavolo per visite - esami Vascolari senza schienale

3 movimenti



### CARATTERISTICHE INCLUSE

Intervallo di altezza: 58 cm – 102 cm  
 Lunghezza: 183 cm Larghezza: 70 cm o 75 cm  
 Trendelenburg Tilt: angolo di regolazione  $15^\circ$   
 Reverse Trendelenburg Tilt: angolo  $40^\circ$   
 Pedane integrate (divise, cadono ai lati)  
 Ruote di posizionamento 10 cm  
 Fascia di posizionamento paziente  
 Protezioni laterali (2)  
 Telecomando (H, T, V)\*  
 Portarotolo  
 Garanzia : 3 anni componenti, 1 anno manodopera  
 Approvato FDA, Marchio CE, cETL

### CARATTERISTICHE OPZIONALI

Sollevatore paziente  
 Pedaliera (H, T, V)\*  
 Sistema di bloccaggio base lettino  
 Supporto schiena laterale regolabile - destra  
 Supporto schiena laterale regolabile - sinistra  
 Pannello cardio scorrevole elettrico solo lato sinistra  
 Pannello cardio scorrevole manuale solo lato sinistra

### ACCESSORI

Bracciolo laterale rimovibile  
 Adattore guida a "T"  
 Piastra di montaggio accessori  
 Allungo lettino: 30cm Lunghezza, larghezza stessa del tavolo

### \* CONTROLLI PULSANTI

H= Altezza

V= Vascolare

F= Schienale Fowler

C= Cardio,

T= Trendelenburg/Reverse

Elettrico



Soluzioni naturali  
 per migliorare la  
 qualità della vita

# Tabella riassuntiva lettini/tavoli Ultrasuoni

## Tavolo/lettino per Imaging Femminile

3 movimenti



### CARATTERISTICHE INCLUSE

Intervallo di altezza: 56 cm – 97 cm  
 Lunghezza: 183 cm Larghezza: 70 cm o 75 cm  
 Trendelenburg/Reverse Tilt: angolo di regolazione  $\pm 15^\circ$   
 Schienale elettrico Fowler  
 Telecomando (H, T, F)\*  
 Regolazione gambe in 4 posizioni  
 Supporto schiena laterale regolabile - destra  
 Staffe di sollevamento gambe (stirrup)  
 Ruote di posizionamento  
 Portarotolo  
 Garanzia : 3 anni componenti, 1 anno manodopera  
 Approvato FDA, Marchio CE, cETL

### CARATTERISTICHE OPZIONALI

Sollevatore paziente  
 Pedaliera (H, T, F)\*  
 Sistema di bloccaggio base lettino  
 Supporto schiena laterale regolabile - sinistra  
 Pannello cardio scorrevole elettrico solo lato sinistra  
 Pannello cardio scorrevole manuale solo lato sinistra  
 Protezioni laterali (2)

### ACCESSORI

Bracciolo laterale rimovibile  
 Adattore guida a "T"  
 Piastra di montaggio accessori  
 Allungo lettino: 30cm Lunghezza, larghezza stessa del tavolo

## Tavolo/lettino per visite - esami Generali 3 sezioni

3 movimenti



### CARATTERISTICHE INCLUSE

Intervallo di altezza: 56 cm – 97 cm  
 Lunghezza: 183 cm Larghezza: 70 cm o 75 cm  
 Trendelenburg/Reverse Tilt: angolo di regolazione  $\pm 15^\circ$   
 Schienale elettrico Fowler  
 Telecomando (H, T, F)\*  
 Regolazione gambe in 4 posizioni  
 Ruote di posizionamento 10 cm  
 Portarotolo  
 Garanzia : 3 anni componenti, 1 anno manodopera  
 Approvato FDA, Marchio CE, cETL

### CARATTERISTICHE OPZIONALI

Sollevatore paziente  
 Pedaliera (H, T, F)\*  
 Sistema di bloccaggio base lettino  
 Staffe di sollevamento gambe (stirrup)  
 Supporto schiena laterale regolabile - sinistra  
 Supporto schiena laterale regolabile - destra  
 Pannello cardio scorrevole elettrico solo lato sinistra  
 Pannello cardio scorrevole manuale solo lato sinistra  
 Protezioni laterali (2)

### ACCESSORI

Bracciolo laterale rimovibile  
 Adattore guida a "T"  
 Piastra di montaggio accessori  
 Allungo lettino: 30cm Lunghezza, larghezza stessa del tavolo

## Tavolo per visite - esami Generali con schienale

3 movimenti



### CARATTERISTICHE INCLUSE

Intervallo di altezza: 58 cm – 102 cm  
 Lunghezza: 183 cm Larghezza: 70 cm o 75 cm  
 Trendelenburg/Reverse Tilt: angolo di regolazione  $\pm 15^\circ$   
 Schienale elettrico Fowler  
 Telecomando (H, T, F)\*  
 Ruote di posizionamento 10 cm  
 Portarotolo  
 Garanzia : 3 anni componenti, 1 anno manodopera  
 Approvato FDA, Marchio CE, cETL

### CARATTERISTICHE OPZIONALI

Sollevatore paziente  
 Pedaliera (H, T, F)\*  
 Sistema di bloccaggio base lettino  
 Supporto schiena laterale regolabile - sinistra  
 Supporto schiena laterale regolabile - destra  
 Pannello cardio scorrevole elettrico solo lato sinistra  
 Pannello cardio scorrevole manuale solo lato sinistra  
 Protezioni laterali (2)

### ACCESSORI

Bracciolo laterale rimovibile  
 Adattore guida a "T"  
 Piastra di montaggio accessori  
 Allungo lettino: 30cm Lunghezza, larghezza stessa del tavolo

## Tavolo per visite - esami Generali senza schienale

2 movimenti



### CARATTERISTICHE INCLUSE

Intervallo di altezza: 58 cm – 102 cm  
 Lunghezza: 183 cm Larghezza: 70 cm o 75 cm  
 Trendelenburg/Reverse Tilt: angolo di regolazione  $\pm 15^\circ$   
 Telecomando (H, T)\*  
 Ruote di posizionamento 10 cm  
 Portarotolo  
 Garanzia : 3 anni componenti, 1 anno manodopera  
 Approvato FDA, Marchio CE, cETL

### CARATTERISTICHE OPZIONALI

Sollevatore paziente  
 Pedaliera (H, T)\*  
 Sistema di bloccaggio base lettino  
 Supporto schiena laterale regolabile - destra  
 Supporto schiena laterale regolabile - sinistra  
 Pannello cardio scorrevole elettrico solo lato sinistra  
 Pannello cardio scorrevole manuale solo lato sinistra  
 Protezioni laterali (2)

### ACCESSORI

Bracciolo laterale rimovibile  
 Adattore guida a "T"  
 Piastra di montaggio accessori  
 Allungo lettino: 30cm Lunghezza, larghezza stessa del tavolo



Soluzioni naturali  
 per migliorare la  
 qualità della vita

Sede operativa e Show Room:  
 Via Magenta, 77 int. 12F1 – 20017 RHO (MI)  
 Tel. 02.93.50.93.37 – Fax: 02.93.50.93.37  
 Web: [www.lettiniperterapia.it](http://www.lettiniperterapia.it) - [www.escosrl.it](http://www.escosrl.it)  
 Email: [info@lettiniperterapia.it](mailto:info@lettiniperterapia.it) - [info@escosrl.it](mailto:info@escosrl.it)