

Cinghia di stabilizzazione

PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA STABILIZZAZIONE, MOBILIZZAZIONE E REGOLAZIONE DEL MOVIMENTO

PT Design

- Regolabile in lunghezza su ogni parte del corpo da stabilizzare
- Progettato per l'utilizzo con i nostri lettini di manipolazione e trattamento
- Può essere utilizzata con alcuni tavoli della serie PT se dotati di ruote di sicurezza
- Costruita per durare nel tempo
- La regolazione laterale offre un comfort elevato al paziente



Guarda il video sul sito!



ACCESSORI

TUTTO IL NECESSARIO PER POSIZIONARE I VOSTRI PAZIENTI

CUSCINI AREO - CEL *Disponibili in tutti i colori TerraTouch*

I cuscini Aero - Cel rafforzati sono 254 cm in tessuto poliuretano - senza PVC - con maniglie su entrambi i lati.



**Ø 15 cm Metà
circolare**

8 cm H x 65 cm L

**Ø 20 cm Metà
circolare**

10 cm H x 65 cm L

**Ø 15 cm Semi
circolare**

12 cm H x 65 cm L

**Ø 20 cm Semi
circolare**

16 cm H x 65 cm L

**Ø 15 cm
Circolare**

15 cm H x 65 cm L

**Ø 20 cm
Circolare**

20 cm H x 65 cm L

più usato



CUSCINO CERVICALE

Impedisce tensioni sul collo del paziente durante il trattamento. Può essere utilizzato anche per la schiena e per sostenere il polso o spalla ottimizzando il piano di trattamento. 27 x 12 cm.

CUSCINO RETTANGOLARE

Progettato specificamente per supportare la gamba del paziente quando è disposto in posizione laterale, questo cuscino rettangolare offre due livelli di altezza e un'ampia superficie. 70 x 25 x 17

CUSCINO TRAPEZIOIDALE

Facilmente utilizzato come schienale o poggiatesta. 59 x 65 x 25 con una inclinazione di 36°.



ALLUNGO LETTINO

Allunga la lunghezza del lettino. Inserito come accessorio nel lettino quando in uso e facile da conservare quando non utilizzato.



TELAIO A DOPPIO FULCRO QLFR & SOSTEGNO DEL VISO AERO-CEL

La combinazione perfetta per il posizionamento accurato della colonna vertebrale cervicale. Telaio disponibile in colore nero o vaniglia.

SEDILI

CAPACITA' DI CARICO 135Kg.

- 2 anni di garanzia
- Imbottitura ad alta densità, schiuma a lunga durata

- Qualità professionale con sistema a gas
- Alta qualità del rivestimento in TerraTouch



SEDILE CON SEDUTA A SELLA

Colori: Tutti i colori

Altezza bassa: 48 – 63 cm

Altezza alta: 55 – 74 cm



SEDILE PROFESSIONALE CON SEDUTA A SELLA & POGGIAPIEDI

Colori: Tutti i colori

Intervallo altezza: 60 – 76 cm



SEDILE SENZA SCHIENALE

Colori: Tutti i colori

Altezza bassa: 45 – 60 cm

Altezza alta: 50 – 71 cm



SEDILE CON SCHIENALE

Colori: Tutti i colori

Altezza bassa: 45 – 60 cm

Altezza alta: 50 – 71 cm

RIVESTIMENTO

DUREVOLE & CONFORTEVOLE

TERRATOUGH *senza PVC & lattice*



- 21 colori da abbinare al vostro studio
- Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo
- Resistente a ripetute pulizie & dura anni di usura
- Senza PVC – protegge i clienti & una sicurezza ambientale
- Confortevole, con tocco morbido

