

# PT 100

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO 250Kg.



*Pedaliera  
di controllo  
inclusa*

- Altezza minima a 40cm
- Costruzione a doppia rigidità senza flessioni.
- Adatto a mobilizzazioni e rieducazione muscolare
- Adatto per tutte le manovre fisioterapiche

## SPECIFICHE:

Capacità di portata	<b>250 Kg.</b>
Intervallo altezze	<b>40 – 86 cm (16''- 34'')</b>
Larghezza	<b>70 cm</b>
Lunghezza	<b>185 cm</b>
Imbottitura	<b>4,5 cm Rigida</b>
Rivestimento	<b>TerraTouch</b>
Comandi	<b>Pedaliera</b>
Opzioni	<i>Telecomando, Bloccaggio ruote doppie</i>

Grassetto=Standard corsivo=Costo aggiuntivo

Tavolo multi-funzionale, ergonomico ed efficiente per terapie manuali, di rieducazione neuromuscolare e allo stesso tempo conveniente.

Applicato alle attività terapeutiche necessarie per ottenere risultati ottimali per il paziente.

**Dr. Robert DuVall,**  
PT, DHS, ATC, OCS, SCS, FAAOMPT CSCS

## Regolazione da 40 a 86 cm

## OPZIONI



**Bloccaggio  
a doppia ruota  
opzionale**

La sua elevata manovrabilità  
Permette di lavorare bene  
anche negli spazi contenuti.

