

PT 400

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO 250Kg.



- Regolazione centrale controllata elettrica
- Configurazioni angolari multiple
- Stabilità uniforme a tutte le altezze da 40 cm a 86 cm

*Foto con ruote
opzionali di blocco.*

*Pedaliera
di controllo inclusa*

SPECIFICHE:

Capacità di sollevamento	250 Kg.
Intervallo altezze	40 – 86 cm (17''- 34'')
Larghezza	70, 75, 80cm
Lunghezza	185 cm
Imbottitura	4,5 cm Rigida
Rivestimento	TerraTouch
Comandi	Pedaliera (multi-funzionale)
Opzioni	<i>Telecomando, Bloccaggio ruote doppie</i>

Grassetto=Standard *corsivo=Costo aggiuntivo*



Guarda il video sul sito!

FUNZIONI

