

ProfessionalLIFT CONVERTIBILE


CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO 250Kg.

Convertire il vostro partatile in elettrico

Guarda il video sul sito!

UTILIZZARE IL VOSTRO LETTINO PORTATILE

Fate un uso migliore del lettino che avete già avete! Lavorare con qualsiasi tipo di lettino portatile che misura appoggiato a terra da 68 a 83 cm di larghezza e da 182 a 190cm di lunghezza.



* Brevettato

*Lettino portatile non incluso

SPECIFICHE:

Capacità di sollevamento	250 Kg.
Intervallo altezze	50 – 91 cm (20''- 36'')
Dimensioni	Funziona con qualsiasi lettino portatile, che può distendersi completamente
Comandi	Telecomando o Pedaliera
Opzioni	<i>Telecomando, supplementare, Bloccaggio ruote doppie</i>

Grassetto=Standard corsivo=Costo aggiuntivo

TOP THERAPY

CAPACITA' DI CARICO 160Kg.

SPECIFICHE:

Capacità di carico	160 Kg.
Peso sedia	8 Kg.
Pacchetto	Custodia con tracolla DVD con istruzioni
Telaio	Alluminio verniciato – Polvere nera
Rivestimento	TerraTouch
Opzioni	<i>Cuscino triangolare per sterno</i>

Grassetto=Standard corsivo=Costo aggiuntivo

Terapia antalgica in uno spazio limitato!

ACCESSIBILIA' E REGOLAZIONI

Consente di trattare il collo le spalle, le braccia e la schiena del vostro Cliente in ergonomia totale.

Si adatta in modo semplice per supportare qualsiasi dimensione e forma del corpo.

Regolate l'altezza di lavoro per rilassare la colonna lombare del cliente.



Guarda il video sul sito!